

Histologie

Unsere Anforderungen

Kennzeichnung der Probengefäße (nicht Deckel) **eindeutig**, mindestens mit Patientennamen und Geburtsdatum, bei mehreren Proben eines Patienten mit Nummerierung oder zusätzlichen Angaben.

Begutachtungsaufträge mit folgenden Angaben:

- Patientendaten:

- Vollständiger Name, Geburtsdatum, Geschlecht
- Ambulant / stationär, Krankenkasse, Anschrift des Patienten, bei ambulanten Kassenpatienten KV-Schein
- Bei im Ausland lebenden Patienten bitte Rücksprache mit unserer Rechnungsabteilung (s.u.). Bei privat versicherten Kindern bitte den Namen des Rechnungsempfängers angeben.

- Klinische Angaben

- Art des Untersuchungsmaterials, ggf. Angaben zur Nummerierung der Versandgefäße
- Angaben zu Markierungen (Clips, Fäden, Farbe) und zur räumlichen Orientierung (ggf. Skizze!)
- Verdachtsdiagnose, Fragestellung
- Klinische Befunde (Anamnese, Vorbefunde, Therapien)
- Histopathologische Vorbefunde
- infektiöse Erkrankungen oder radioaktive Markierung
- Schnellschnitt oder dringende Bearbeitung (EILT / CITO) hervorheben. Telefonnummer für Befundübermittlung!
- Name und Telefonnummer der einsendenden Ärztin / des Arztes (gut lesbar)

Eilige Bearbeitung

EILT (CITO) → Formalin fixiert

- Telefonische Befunddurchgabe am nächsten Werktag ab 9:00 Uhr (außer bei knöchernem Material)
- „EILT“ und Telefonnummer für Befunddurchgabe auf dem Einsendeschein deutlich vermerken

EILT – TAGESGLEICH → Formalin fixiert:

- **Nur in Ausnahmefällen möglich**
- Gewebe max. 2 cm groß
- Eingang im Institut bis 12 Uhr
- Nur nach telefonischer Ankündigung (0203 6008 1600 o. 1601)
- Keine Mammastanzen (immunhistochemische Bestimmung der Prognosefaktoren benötigt nach S3-Leitlinie Formalinfixation von mindestens 6 Std.)

SCHNELLSCHNITT → nativ

- Für unverzüglichen Transport sorgen
- Bei Transportzeiten > 30 Min. Präparat kühlen (z.B. auf Eisbeutel). Kleine (wenige mm) Präparate vor Austrocknung schützen (z.B. auf mit physiologischer NaCl - Lösung getränkte Tupfer legen)
- Schnellschnitte, die nach 16:30 Uhr im MVZ eintreffen werden, bis spätestens 16:00 Uhr telefonisch anmelden (0202 6008 1600 o. 1601)
- Keine Schnellschnitte von Knochen möglich - Entkalkungsdauer min. 48 Stunden

Fixierung

- Die Fixierung erfolgt in **10%igem neutral gepuffertem Formalin** (4% Formaldehyd-Lösung)
- Für Biopsien stehen fertig befüllte Versandröhrchen zur Verfügung, für größere Proben Versandgefäße ohne Formalin → siehe entsprechende Bestellformulare auf der Website
- Mengenverhältnis von **Gewebe: Fixativ mindestens 1:5**, besser 1:10.
- Ausreichend großes Versandgefäß mit ausreichend großer Öffnung (nach Fixation ist das Gewebe härter) – das Gewebe muss allseits mit Formalin in Kontakt sein bzw. „schwimmen“
- Einsendeflässe gut verschließen
- Für den Postversand sind die Verpackungsbestimmungen „P 650 light“ einzuhalten: das dreiteilige Versandmaterial dafür erhalten Sie bei uns; siehe Bestellformular auf der Website
- Sicherheitsdatenblätter zu Formalin und weitere Informationen erhalten Sie gerne auf Anfrage: info@pathologie-duisburg.de